

OPTEMIS UPDATE VERSION 2.5

Sehr geehrte QuaMaDi-Teilnehmer,

heute werden wir um 18 Uhr ein neues Update in Optemis einspielen, wodurch bestehende Fehler in der Software beseitigt und neue Funktionen eingeführt werden.

Bitte achten Sie beim nächsten Start von Optemis auf die aktuelle Versionsnummer 2.5. Diese wird auf der Login-Seite unten links angezeigt. Ggf. müssen Sie ein Stück herunter scrollen, um die Versionsnummer zu sehen.

2.5.0

Sollte Ihnen eine ältere Versionsnummer angezeigt werden, müssen Sie den Cache des Chrome Browsers löschen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Chrome auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie rechts oben auf das Dreipunkt-Menü.
3. Klicken Sie auf Weitere Tools.
4. Wählen Sie oben einen Zeitraum aus.
5. Klicken Sie die Kästchen neben "Cookies und andere Websitedaten" sowie neben "Bilder und Dateien im Cache" an.
6. Klicken Sie auf Daten löschen.

Sollten Sie unerwartete Fehlermeldungen in Optemis erhalten, muss der Löschvorgang des Caches mehrmals wiederholt werden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Inhalte des Updates von Optemis.

Inhalt

Optemis Update Version 2.5	1
Allgemein (Alle Fachgruppen)	2
Neues Symbol für die MRT-Diagnostik	2
Änderung des MRT-Symbol in der Falleiste	2
Ansicht ausstehender Abklärungsuntersuchungen in der Praxisliste	2
Radiologie.....	3
Neue Zähler auf der Startseite	3
Weitere Angabe bei der Validierung des Pathologiebefundes erforderlich (Nur für biopsierende Radiologen relevant)	3
Referenzzentrum.....	4
Neue Zähler auf der Startseite	4
Patienteninformationen im Terminmanagement für Abklärungsuntersuchungen	4
Weitere Angabe bei der Validierung des Pathologiebefundes erforderlich	5
Pathologie	5
Neuer Zähler auf der Startseite.....	5
Mehrere Angaben bei der B2-Klassifizierung.....	5

ALLGEMEIN (ALLE FACHGRUPPEN)


Neues Symbol für die MRT-Diagnostik

MRT-Untersuchungen in der Abklärung erhalten ein eigenes Symbol „M“ für die Diagnostikstufe.



Änderung der Farbe des MRT-Symbol in der Falleiste

Wenn der Drittbefunder eine MRT-Untersuchung als Abklärungsuntersuchung anfordert, erscheint in der Falleiste ein MRT-Symbol.



Wenn die MRT-Untersuchung bei einem niedergelassenen Radiologen durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe des Symbols in grün.



Sollte die MRT-Untersuchung abgesagt und die MRT-Diagnostikstufe in Optemis abgebrochen werden, wird das MRT-Symbol aus der Falleiste gelöscht.

Ansicht ausstehender Abklärungsuntersuchungen in der Praxisliste

Damit in der Praxisliste sofort erkennbar ist, welche Abklärungsuntersuchungen bei einem Fall anstehen, wird das Symbol der Abklärungsuntersuchung, um Symbole der Abklärungsart ergänzt. So werden folgende neue Symbole für die Abklärungsarten eingeführt:

R = Weitere radiologische Untersuchungen

M = MRT-Untersuchung

B = Biopsieuntersuchung

P = Pathologieuntersuchung

V = Validierung des Pathologieergebnisses

A = Finales Assessment/ Finale Validierung im Referenzzentrum



Beispiel für die Anzeige in der Praxisliste

RADIOLOGIE

Neue Zähler auf der Startseite

Die Startseite wird um weitere Zähler der Abklärungsdiagnostik ergänzt. Diese sind für biopsierende Ärzte sowie MRT-Radiologen wichtig. So sehen Sie, bei welchen Fällen eine Biopsie, eine MRT oder eine Überprüfung des Pathologieergebnisses erfolgen soll. Unter „Meine ausstehende Befunde“ sehen Sie nur die Fälle, die Ihnen zugeordnet wurden und unter „Ausstehende Befunde in der Praxis“ sehen Sie alle Fälle die der Praxis zugewiesen wurden. Bitte bedenken Sie, dass eine Abklärungsuntersuchung Ihnen erst zugeordnet wird, wenn Sie diese bearbeiten. Eine Ausnahme stellt dabei die Validierung des Pathologieergebnisses dar. Diese wird dem Arzt direkt zugeordnet, der die Biopsie durchgeführt hat.

Radiologie					
Meine ausstehende Befunde					
Erstbefunde	Zweitbefunde	MRT-Abklärung	Biopsien	Validierung des Pathologieergebnisses	
1	4	0	0	0	
Ausstehende Befunde in der Praxis					
Erstbefunde	Zweitbefunde	MRT-Abklärung	Biopsien	Validierung des Pathologieergebnisses	
6	2	2	0	0	

Als Mitarbeiter in einer radiologischen Praxis sieht man die ausstehenden Befunde in der Praxis.

Weitere Angabe bei der Validierung des Pathologiebefundes erforderlich (Nur für biopsierende Radiologen relevant)

Bei der Überprüfung des Pathologieergebnisses ist jetzt die Angabe, ob der pathologische Befund als Korrelat für die Bildgebung dient, notwendig. Wenn das Ergebnis der radiologischen Aufnahmen mit dem Ergebnis der Pathologie übereinstimmt, wählen Sie bitte „Ja“ aus. Wenn eine Diskrepanz zwischen den radiologischen Aufnahmen und dem Ergebnis der Pathologie zu sehen ist, wählen Sie bitte „Nein“ aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie bitte „Ungewiss“ aus. Diese Information sind u.a. für die Ärzte im Referenzzentrum sowie für die Evaluation wichtig.

Validierung Pathologiebefundung

Pathologischer Befund als Korrelat für Bildgebung Ja Nein Ungewiss

Weitere Biopsie anfordern (Rebiopsie)

Weitere Information

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit eine Rebiopsie anzufordern, wenn Sie das entsprechende Häkchen setzen.

REFERENZZENTRUM

Neue Zähler auf der Startseite

Auf der Startseite werden Ihnen unterschiedliche Zähler angezeigt. Unter „Meine ausstehende Befunde“ werden Ihnen die Fälle angezeigt, die Ihnen als Arzt zugeordnet wurden. Bitte bedenken Sie, dass eine Abklärungsuntersuchung Ihnen erst zugeordnet wird, wenn Sie diese bearbeiten. Eine Ausnahme stellt dabei die Validierung des Pathologieergebnisses dar. Diese wird dem Arzt direkt zugeordnet, der die Biopsie durchgeführt hat.

Neue unzugewiesene Abklärungsuntersuchungen werden Ihnen bei „Ausstehende Befunde in der Praxis“ angezeigt. Hier werden Ihnen alle Fälle angezeigt, die dem jeweiligen Referenzzentrum zugewiesen und bearbeitet werden. Im ganz rechten Zähler „Fälle in Abklärung“ werden alle Fälle angezeigt, bei denen in der Drittbefundung eine Abklärungsuntersuchung angefordert wurde.

Meine ausstehende Befunde

Drittbefunde 1	Radiologische Abklärungsuntersuchungen 0	Biopsien 0	Validierung des Pathologieergebnisses 0	Finale Validierung 1	Fälle in Abklärung 17
-------------------	---	---------------	--	-------------------------	--------------------------

Ausstehende Befunde in der Praxis

Drittbefunde 3	Radiologische Abklärungsuntersuchungen 9	Biopsien 6	Validierung des Pathologieergebnisses 3	Finale Validierung 14	Fälle in Abklärung 55
-------------------	---	---------------	--	--------------------------	--------------------------

Mitarbeiter im Referenzzentrum sehen nur den Zähler „Fälle in Abklärung“

Patienteninformationen im Terminmanagement für Abklärungsuntersuchungen

Im Feld für die Terminvereinbarung werden jetzt auch die Patienteninformationen angezeigt. Das Menü zur Vergabe von Terminen, rufen Sie über drei Punkte „...“ ganz recht in der Falleiste der Patientin auf.

Test 10 Test 10

Geburtsdatum: 05.11.1970 (50 Jahre alt)

Adresse: Test

Postleitzahl: 12121

Versicherung: ADK NordWest

Optemis-Patienten-ID: 475

Stadt: Test

WOP: 00

Kartennummer: Q2011051325

Fallinformation

Status: Aktiv

Stufe: Abklärung

Gynäkologe: Gyn Philip Halbeck

Praxis: Gynäkologie Halbeck

Optemis-Fall-ID: 475

Dringlichkeit: Dringend

Abklärungstermin

Patientin zur Abklärung im Referenzzentrum erschienen Ja Nein

Weitere Angabe bei der Validierung des Pathologiebefundes erforderlich

Validierung Pathologiebefundung

Pathologischer Befund als Korrelat für Bildgebung Ja Nein Ungewiss

Weitere Biopsie anfordern (Rebiopsie)

Weitere Information

Bei der Überprüfung des Pathologieergebnisses ist jetzt die Angabe, ob der pathologische Befund als Korrelat für die Bildgebung dient, notwendig. Wenn das Ergebnis der radiologischen Aufnahmen mit dem Ergebnis der Pathologie übereinstimmt, wählen Sie bitte „Ja“ aus. Wenn eine Diskrepanz zwischen den radiologischen Aufnahmen und dem Ergebnis der Pathologie zu sehen ist, wählen Sie bitte „Nein“ aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie bitte „Ungewiss“ aus. Diese Information sind u.a. für die Ärzte im Referenzzentrum sowie für die Evaluation wichtig. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit eine Rebiopsie anzufordern, wenn Sie das entsprechende Häkchen setzen.

PATHOLOGIE

Neuer Zähler auf der Startseite

Auf der Startseite können Sie unter „Meine ausstehende Befunde“ die Fälle sehen, die Sie bereits als Pathologe bearbeiten. Unter „Ausstehende Befunde in der Praxis“ können Sie die Befunde einsehen, die Ihrer Praxis zugewiesen wurden, z.B., wenn eine Mitarbeiterin den Fall anhand der Versichertennummer bereits zugewiesen hat.

Meine ausstehende Befunde

Pathologieuntersuchungen
1

Ausstehende Befunde in der Praxis

Pathologieuntersuchungen
3

Mehrere Angaben bei der B2-Klassifizierung

Sie haben jetzt die Möglichkeit mehrere Unterklassifizierung bei B2 vorzunehmen. Klicken Sie dafür die jeweilige Option an, sodass diese mit einem Häkchen markiert wird.

* B-Klassifikation B2 Gutartig

* B2 sklerosierende Adenose x mikrozystische Adenose x Fibroadenom x

- apokrine Adenose
- sklerosierende Adenose ✓
- mikrozystische Adenose ✓
- periduktale Mastitis/Duktektasie
- Fibroadenom ✓
- Adenom der Mamille
- fibrös-zystische Mastopathie
- Solitäre Zyste

* Radiologisch relevante Kalzifikate nein

Weitere Information

Falls Sie Fragen zum Update haben, wenden Sie sich bitte an die QuaMaDi-Geschäftsstelle Telefon

04551 883 887 oder E-Mail-Adresse quamadi@kvsh.de